

FICHA TÉCNICA

Producto

KN95 MASCARA FACIAL NIÑOS tipo WILLOW LEAF (hoja de sauce)



allergika
chile

FABRICADO POR:

Zhejiang Boren Tourism Products Co., Ltd.
RM 1506, UNIT 1, 1ST BUILDING, HUANYU MANSION, YUECHENG
DISTRICT, SHAOXING, ZHEJIANG, CHINA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Allergika Chile SPA
Badajoz 130 of 805 Las Condes Santiago
www.allergikachile.com



DESCRIPCION

Nombre Producto	KN95 Mascarilla facial Niños tipo Hoja de Sauce
Standard:	GB2626-2006
Stadandar Test Report	EN 149:2001+A1:2009
Clasificación	FFP2
Material:	4 capas (100% materiales nuevos)
	1a capa 25g/m2 tela no tejida hilada con polipropileno
	2a capa 25g/m2 filtro de tela no tejida fundida
	3a capa 25g/m2 filtro de tela no tejida fundida
	4a capa 25g/m2 tela no tejida hilada con polipropileno
Características	materiales nuevos, sin contenido de formaldehído, hipoláergenico Previene salpicaduras, partículas y aerosoles no basados en aceite.
Color:	Blanco
Envase:	20 piezas por bolsa
Tipo:	Hoja de Sauce, ajustable con lazo detrás de la oreja
Tamaño	L 17 W 7 cm
Resistencia respiratoria	< 80 pa
Rango de Filtración:	≥95% (partículas 0.075µm)
Usos:	COVID-19, prevención de gérmenes, virus influenza, antipolución, antiempañamiento, anti PM-2.5
Certificación:	CE / test de calidad
Conformidad Europea	CE No. 1N200324E.ZBT00027

		
DISPOSABLE MASK	3D KN95 MASK	WILLOW LEAF KN95 MASK
EASY TO HAVE GAPS	POOR BREATHING	BEAUTIFUL AND COMFORTABLE, SUITABLE FOR CHILDREN
		

CARACTERISTICAS

- Máscara alargada, con forma de hoja.
- Con cómoda fijación tras oreja.
- Adaptable a la cara del niño
- Arco nasal ajustable
- Sin Formaldehido en sus uniones
- Uso en 4 y 12 años



PRESENTACION

Bolsa de 20 unidades



COLOCACION de la Mascarilla KN95



1. Saque la mascarilla de su envase y ajústela a su nariz y mentón.
2. Tome las tiras con ambas manos y simultáneamente fíjela detrás sus orejas.
3. Ajuste el puente nasal presionándolo suavemente hasta que quede fijo
4. Con las manos termine ajustando la mascarilla de manera que se adhiera a su cara.

Para retirar la mascarilla tómela desde los lazos tras las orejas, con ambas manos, y la mueve hacia delante de su cara. Nunca toque la parte frontal de la máscara con sus manos ya que puede contaminarse. Lave sus manos con jabón 40 segundos o alcohol gel antes y después del procedimiento.

USO

Este producto es para uso individual.

Se aprobó para una protección ante partículas mayores a 0.075 micrones. Cuando mantiene sus capas sin alterarse.

Durante su uso evite tocar la mascarilla con sus manos.

El uso de una mascarilla como la KN95 no implica que se dejen las otras medidas de seguridad como la distancia social, idealmente de 2 metros y el lavado de manos.

Reglamentos en aplicación en Chile regula el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos.

REUTILIZACION

Se entiende que su uso continuo es entre algunas horas y un día.

La mascarilla no debe lavarse ya que se separan sus capas.

No debe limpiarse con alcohol 70% ya que pierde sus características de filtración.

Sugerimos tener 4 mascarillas para una persona y numerarlas. Usar la N°1 el primer día, luego esta se deja dentro de una bolsa de papel o colgada pero no expuesta al sol.

Al 2° día se usa la máscara N°2 y se procede como la anterior. Al cumplir el ciclo se empieza de nuevo con la N°1.

Certificate of Compliance



No. 1N200324E.ZBT00027

Technical Construction File no. UF2020032001PPE

Certificate's Holder: Zhejiang Baron Travel Products Co.,Ltd.
 No.1158 Jingfa Rd. Tangxi Town, Wucheng District, Jinhua, Zhejiang, China.

Certification ECM Mark:



Product: Disposable Face Mask (Not Sterile)
Model(s): 17.5*9.5cm

Verification to: Standard: EN 149:2001+A1:2009
 related to CE Directive(s): R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 24 March 2020

Expiry date: 23 March 2025

Reviewer
 Technical expert
 Amanda Payne

Approver
 ECM Service Director
 Luca Bedonni

Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
 ☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it



180011112242



(2018) 资质认定证书 (244) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6780

检验报告

TEST REPORT



扫一扫关注我们



扫一扫查询真伪



报告编号

REPORT NO.

国纺委字第 W202006439 号

产品名称

NAME OF SAMPLE

KN95 防护口罩(小型)

委托单位

CUSTOMER

浙江铂仁旅游用品有限公司

检验类别

TEST CATEGORY

委托检验

浙江省轻工业品质量检验研究院

(浙江省纺织测试研究院)

Zhejiang Light Industrial Products Inspection and Research Institute

国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)

National Textiles and Garment Quality Supervision Inspection Center(Zhejiang)

Mas información en www.allergikachile.com.

Consultas y cotizaciones contacto@allergikachile.com

WhatsApp +569 4002 0188